

COLLEGAMENTO DOPPIO GAMBALE 8 SETTORI



POSIZIONARE I DUE GAMBALI, UNO A FIANCO DELL'ALTRO, CON I TUBINI DEL SET DI DUPLICAZIONE PRONTI PER ESSERE INSERITI NEI RACCORDI.



INSERIRE OVVIAMENTE IL NUMERO 1 AL PIEDE, IL NUMERO 2 ALLA CAVIGLIA, IL NUMERO 8 A FINE COSCIA. QUESTO PER CIASCUN GAMBALE.




PRENDERE LA FASCIA ADDOMINALE ED APRIRLA AL DI SOPRA DEI DUE GAMBALI.

LA FASCIA ADDOMINALE-LOMBARE VA POSIZIONATA LA' DOVE TERMINANO I DUE GAMBALI AL FINE DI DARE CONTINUITA' AL TRATTAMENTO. I DUE RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO CON I TUBINI SONO LATERALI.

LA SACCHE PNEUMATICHE AGISCONO POSTERIORMENTE ED AI FIANCHI: QUESTA SCELTA E' DOVUTA AL FATTO DI NON COMPRIMERE ECCESSIVAMENTE LA ZONA ANTERIORE, PER NON CREARE PROBLEMI ALLA NORMALE RESPIRAZIONE. VI E' SOLO UNA GIUSTA COMPRESSIONE DOVUTA ALL'AZIONE DEL GONFIAGGIO DELLE SACCHE POSTERO-MEDIALI. IN QUESTO MODO ANCHE LA ZONA ANTERIORE VIENE COMPRESSA, MA IN MANIERA GRADUALE AL FINE DI SPOSTARE I LIQUIDI VERSO IL DOTTO TORACICO.



RIPIEGARE IL BORDO DESTRO PER EVIDENZIARE I 2 RACCORDI DELLA FASCIA STESSA.



STACCARE I RACCORDI 7 E 8 DAL LATO DESTRO ED INSERIRE IN CIASCUNO DI ESSI UN DUPLICATORE AD “Y” CISCUNO.



**COLLEGARE I DUE TUBINI DEL DUPLICATORE AD “Y” RELATIVO AL TUBINO 7 IN QUESTO MODO:
UNO AL RACCORDO DEL GAMBALE INIZIO COSCIA (7)
L’ALTRO AL RACCORDO ALTO DELLA FASCIA
ADDOMINALE.**



**COLLEGARE I DUE TUBINI DEL DUPLICATORE AD “Y” RELATIVO AL TUBINO 8 IN QUESTO MODO:
UNO AL RACCORDO DEL GAMBALE FINE COSCIA
(8)
L’ALTRO AL RACCORDO BASSO DELLA FASCIA
ADDOMINALE.**



CONFIGURAZIONE FINALE