


## **COLLEGAMENTO DOPPIO GAMBALE 6 SETTORI**

### **COLLEGAMENTO DOPPIO GAMBALE – FASCIA ADDOMINALE**



**POSIZIONARE I DUE GAMBALI, UNO A FIANCO DELL'ALTRO, CON I TUBINI DEL SET DI DUPLICAZIONE PRONTI PER ESSERE INSERITI NEI RACCORDI.**



**INSERIRE OVVIAMENTE IL NUMERO 1 VA AL PIEDE, I NUMERO 2 ALLA CAVIGLIA, ECC.... ED IL NUMERO 6 ALLA COSCIA.**


**QUESTO PER CIASCUN GAMBALE.**



**PRENDERE LA FASCIA ADDOMINALE ED APRIRLA AL DI SOPRA DEI DUE GAMBALI.**

**LA FASCIA ADDOMINALE-LOMBARE VA POSIZIONATA LA' DOVE TERMINANO I DUE GAMBALI AL FINE DI DARE CONTINUITA' AL TRATTAMENTO. I DUE RACCORDI PER IL COLLEGAMENTO CON I TUBINI SONO LATERALI**

ALTO





BASSO



**LA SACCHE PNEUMATICHE AGISCONO POSTERIORMENTE ED AI FIANCHI: QUESTA SCELTA E' DOVUTA AL FATTO DI NON COMPRIMERE ECCESSIVAMENTE LA ZONA ANTERIORE, PER NON CREARE PROBLEMI ALLA NORMALE RESPIRAZIONE. VI E' SOLO**


**UNA GIUSTA COMPRESSIONE DOVUTA ALL'AZIONE DEL GONFIAGGIO DELLE SACCHE POSTERO-MEDIALI. IN QUESTO MODO ANCHE LA ZONA ANTERIORE VIENE COMPRESA, MA IN MANIERA GRADUALE AL FINE DI SPOSTARE I LIQUIDI VERSO IL DOTTO TORACICO.**



**RIPIEGARE IL BORDO DESTRO PER EVIDENZIARE I 2 RACCORDI DELLA FASCIA STESSA.**



**STACCARE I RACCORDI 5 E 6 DAL LATO DESTRO ED INSERIRE IN CIASCUNO DI ESSI UN DUPLICATORE AD "Y" CISCUNO.**



**COLLEGARE I DUE TUBINI DEL  
DUPLICATORE AD “Y” RELATIVO AL  
TUBINO 5 IN QUESTO MODO:**

**UNO AL RACCORDO DEL GAMBALE  
INIZIO COSCIA (5)**

**L’ALTRO AL RACCORDO ALTO DELLA  
FASCIA ADDOMINALE.**



**COLLEGARE I DUE TUBINI DEL  
DUPLICATORE AD “Y” RELATIVO AL  
TUBINO 6 IN QUESTO MODO:**

**UNO AL RACCORDO DEL GAMBALE  
COSCIA (6)**

**L’ALTRO AL RACCORDO BASSO  
DELLA FASCIA ADDOMINALE.**





**CONFIGURAZIONE FINALE**