

fisiopress

FP 4

PRESSOTERAPIA SEQUENZIALE PROFESSIONALE
AD USO DOMICILIARE
VERSIONE MEDICALE



Le apparecchiature professionali ad uso domiciliare rappresentano un segmento nuovo per le apparecchiature di pressoterapia in quanto rappresentano il perfetto connubio tra apparecchio professionale ed apparecchio domiciliare. L'obiettivo è quello di portare le caratteristiche dei migliori sistemi professionali in ambito domiciliare dando così all'utilizzatore uno strumento veramente efficace per i propri bisogni.

L'applicazione della pressoterapia sequenziale rappresenta un efficace trattamento per le problematiche di edema, linfedema, gambe gonfie, cellulite, in grado di favorire una corretta circolazione venosa e linfatica migliorando la tensione muscolare legata allo stress o al dolore: la sua azione di compressione e decompressione dei settori pneumatici normalizza e ripristina il ritorno venoso e linfatico ed aumenta l'irrorazione tissutale.

UTILIZZO ED INDICAZIONI

L'apparecchio Fisiopress FP 4 è l'apparecchio ideale per:












- le patologie venose (insufficienza venosa e sue conseguenze)
- edemi venosi
- patologie linfatiche
- edemi linfatici
- linfedema secondario dell'arto superiore
- in tutte le forme di ristagno di liquidi degli arti inferiori e superiori,
- edemi post traumatici, nelle ulcere e nel decorso post operatorio
- dopo legatura delle perforanti o stripping della safena
- cellulite
- gambe dolenti e pesanti
- recupero del tono muscolare in pazienti immobilizzati o disabili



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressoterapia sequenziale a gradiente di pressione distale-proximale.
- Sistema ad indirizzo portatile-professionale, dotato di 6 uscite sequenziali, capace di trattare uno o due arti contemporaneamente.
- Possibilità, inoltre, di collegare contemporaneamente una coppia di gambali e la fascia addominale.
- Range di pressione: 0 - 160 mm di Hg. su un terminale.
- Ciclo operativo: 60 secondi.
- Sistema D.A.S.C. (Distribuzione a settori comunicanti): tale sistema, unico Fisiopress, permette di avere una pressione sempre omogenea in tutte le camere man mano che si riempiono di aria, permettendo così ai terminali di adattarsi alla geometria dell'arto trattato e comprimerlo uniformemente senza pericolo di ristagni o flussi inversi.
- Terminali disponibili per arto inferiore: gambale 6 settori.
- Gambaletto sotto ginocchio (6 settori).
- Fascia addominale (2 settori)
- Estensore per aumentare la dimensione circolare del gambale.
- Terminali disponibili per arto superiore: bracciale (6 settori).
- Tutti i terminali hanno i settori interni paralleli e parzialmente sovrapposti.
- Possibilità di sostituzione individuale di ciascuna sacca pneumatica interna.
- Marchio CE medicale

APPARECCHIATURA E SUOI ACCESSORI

Apparecchio completo di 1 gambale/6 settori		FP 4 CONFIGURAZIONE 1
Apparecchio completo di 2 gambali/6 settori e set duplicazione		FP 4 CONFIGURAZIONE 2
Apparecchio completo di 2 gambali/6 settori, set duplicazione e fascia addominale/2 settori		FP 4 CONFIGURAZIONE 3
Apparecchio completo di 1 bracciale/4 settori		FP 4 CONFIGURAZIONE 4
SINGOLI ELEMENTI		
Unità base 6 settori		004UB
Bracciale/6 settori		004B6
Gambale/6 settori sinistro		004G6L
Gambale/6 settori destro		004G6R
Fascia addominale/2 settori		000FAD
Estensore		004ESTSTD
Estensore su misura		004ESTSUMIS

-
- n.b.: Il set di duplicazione serve per far funzionare contemporaneamente due gambali/piedi.
- L' estensore serve per incrementare la circonferenza del gambale (per gambe molto grandi, quando la circonferenza alla cosci supera i cm. 70)
- Tutti i gambali citati nei preventivi sono a piede unito.